






Boîte à outils pour l'évaluation électrique

Date : 22 septembre 2025

Ce document a été développé par [Build Health International](http://www.bhioxygen.org) pour soutenir la planification globale de l'infrastructure d'oxygène médical, la préparation du site, l'exploitation, la maintenance et la durabilité. Des ressources techniques supplémentaires sont disponibles sur www.bhioxygen.org.

Les outils listés ci-dessous sont recommandés par BHI pour la réalisation d'évaluations électriques dans le cadre de l'assistance aux centrales de production d'oxygène PSA. Ce guide d'outils est un document indépendant. Il n'est ni approuvé, ni publié, ni développé par aucun fabricant de centrales de production d'oxygène. Consultez toujours le manuel d'entretien officiel pour obtenir des instructions complètes, des consignes de sécurité et des procédures de maintenance détaillées.

#	Description de l'article	Quantité	Photo
1	Sac à outils 18"	1	
2	Gants isolants électriques	1	
3	Pied à coulisse en plastique	1	
4	Testeur de tension sans contact	1	

5	Tapis isolant électrique 1000V	1	
6	Kit de pince universel isolé	1	
7	Pince multimètre	1	
8	Lunettes de protection	1	
9	Mètre à ruban	1	